

FAUTEUIL CALYPSO


Une technologie électromagnétique de haute intensité.

Le fauteuil Calypso adopte une méthode de traitement non invasive, sans douleur, sans temps d'arrêt, qui ne prend que 30 minutes à chaque fois.

Cela équivaut à environ **12 000 contractions musculaires**. Elle utilise une technologie électromagnétique focalisée de haute intensité pour **stimuler tous les muscles profonds du bassin, des fessiers, des adducteurs et abducteurs**.



UNE MÉTHODE :



Non invasive



Opérateur
indépendant



Homme &
Femme



Sans douleur



Programmes
personnalisés



Aucune
éviction



Séance rapide



Améliore
la tonicité
musculaire



Séance vêtue



LUMICOR

Téléphone : 04 72 78 30 85

Mail : contact@lumicor.fr

Adresse : 33 quai Arloing - CS10306, 69337 Lyon cedex 09

Site : www.lumicor.fr